

1+1 DISCOS

AGGLOMERAT-KORKEN FÜR WEIN MIT EINER NATURKORKSCHEIBE AN JEDER SEITE



AGGLOMERAT	Individuel geformt
KORKEN-ABSCHRÄGUNG	Doppel 1.5 mm
KORKENZEICHNUNG	Brandmarkung
OBERFLAECHE-BEHANDLUNG	Silikon

ABMESSUNGEN	MESSEINHEIT	BASIS/DURCHSCHNITT	TOLERANZ	A.Q.L.
GEWICHT (Hoehe 40 mm)	g	4.8	±1.0	0.4
GEWICHT (Hoehe 44 mm)	g	5.2	±1.0	0.4
DURCHMESSER	mm	Nominalwert	±0.3	0.4
HOEHE	mm	Nominalwert	±0.5	0.4
PEROXID-REST	mg/Korken	0	Maximum	0.065
DRUCKKRAFT	kg	30	±3.0	2.5
RUECKSTELLUNG 5'	%	90	Minimum	2.5
EINFUEHRUNGSKRAFT	kg	30	±3.0	2.5
OEFFNUNGSDREHMOMENT	kg	30	±10	4.0
MIKROBIOLOGIE-BAKTERIEN	UFC/Korken	30	Maximum	0.4
MIKROBIOLOGIE-SCHIMMEL	UFC/Korken	10	Maximum	0.4
KORKSTAUB (PRO KORKEN)	g/Korken	0.001	Maximum	0.4
FEUCHTIGKEIT DES AGGLOMERATS	%	6.0	±2.0	0.4
FEUCHTIGKEIT DES KORKSCHEIBE	%	6.0	±2.0	0.4
WASSERDICHT	mm	3	Maximum	1.0
TCA	ng/l	2	Maximum	0.4

